



FICHA TÉCNICA

RESPIRADOR KN95



Descripción

- Respirador de libre mantenimiento marca **CAFORU** para protección contra material particulado como polvos, neblina y humos.
- El Clip Nasal, sella la máscara a los lados de la nariz para proporcionar una mejor protección.
- Diseño de bandas elásticas laterales a las orejas, ayuda a lograr un efecto de buen sellado, fácil de uso y colocación.
- Corte de 3D, los bordes externos sellan de manera más segura contra la cara.

Composición

Fabricado con fibras sintéticas de polipropileno, algodón perforado, tela fundida BFE95 y tela de polipropileno no tejida.

Aprobación

- Certificado por Microkay Services LLC. para el registro de la US FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA).
- Certificado por ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE SRL para el registro de la especificación FFP2 de la norma europea EN149:2001 + A1:2009. www.entecerma.it número de registro 3J200403M.GLC0064
- Certificado por Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection para el registro de la especificación KN95 de la norma China GB2626-2006.



Propiedades

NORMAS QUE CUMPLE KN95 (GB2626-2006) y FFP2 (Norma Europea)

MATERIALES Tela no tejida de polipropileno, tela fundida, algodón perforado, fibra antibacterial y algodón hipo-alergénico.

CAPAS

- 50gr/m2 de tela de polipropileno no tejida
- 45gr/m2 de algodón perforado
- 25gr/m2 de Tela fundida BFE95
- 25gr/m2 de Tela fundida BFE95
- 25gr/m2 de Tela de polipropileno no tejida.



Empaque

TAMAÑO RESPIRADOR 1150mm*105mm (±5mm) en Bolsas individuales

TAMAÑO CAJA 160*130*230mm

TAMAÑO CARTÓN 670*337*252mm

PRESENTACIÓN

- 1pieza/bolsa
- 40piezas/caja
- 10 cajas/cartón



¿Cómo utilizarla?

1. Con las manos limpias, abra el respirador, identifique la parte superior con el clip nasal y estire las ligas con ambas manos.
2. Sostenga la parte inferior del respirador contra su barbilla para cubrir completamente su nariz y boca.
3. Lleve las ligas hasta detrás de las orejas y ajústelas hasta sentirse cómodo.
4. Use los dedos índice y anular de ambas manos para ajustar el clip nasal a su nariz, presiónelo hacia adentro mientras mueve las puntas de los dedos a ambos lados del clip para encajar en el puente de la nariz. (Hacer que el clip nasal selle con una sola mano puede afectar el nivel de protección del respirador).
5. Cubra la máscara con ambas manos y exhale vigorosamente. Si siente que el aire se escapa por la zona del clip nasal, es necesario reajustar esta zona. Si el aire se escapa del borde de la máscara, reajuste las bandas para asegurar la presión.





Test Report

N° DE REPORTE	200133441
SOLICITANTE	Guangdong Leiqi Cosmetics Co., Ltd
DIRECCIÓN	Heping Zhongzhai Industrial Estate, Chaoyang district, Shantou City, Guangdong Province, China .
NOMBRE DE MUESTRA	Respirador de libre mantenimiento KN95
MODELO	CA0714
CANTIDAD DE MUESTRAS	50 piezas
MARCA	CAFORU
SITIO WEB DE VERIFICACION	www.gttc.net.cn
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN	SNTQ-7435-54
FECHA RECIBIDA / FECHA DE INICIO DE LA PRUEBA	2020/05/16





ITEM	ESTÁNDAR	REQUERIMIENTO	RESULTADO	CONCLUSIONES
1. CAMPO DE VISIÓN (°)	(GB 2890-2009 6.8)	≥60 (GB 2626-2006)	65	Cumple con los requerimientos
2. EFICIENCIA DE FILTRACIÓN AL CLORURO DE SODIO MATERIA PARTICULADA (%)	(GB 2626-2006 6.3, FLUJO DE AIRE: 85L/min, AEROSOL: NaCl, CONCENTRACIÓN DE AEROSOL: 15mg/m3 TEMP: 24.5°C RH: 35.9%)	EFICIENCIA DE FILTRADO: ≥95.0 (KN95) (GB 2626-2006)	EFICIENCIA DE FILTRADO: MUESTRAS NO TRATADAS 1# 99.210 2# 99.376 3# 99.142 4# 99.380 5# 99.075 6# 99.443 7# 98.74 8# 99.043 9# 98.96 10# 98.90 TRATADO ACONDICIONADO 1# 99.253 2# 98.93 3# 98.78 4# 99.418 5# 99.049	Cumple con los requerimientos
3.RESISTENCIA DE INHALACIÓN	(GB 2626 - 2006 6.5, TAMAÑO DE CABEZA: MEDIANO)	≤360 (GB 2626-2006)	MUESTRAS NO TRATADAS: 1# 154.1 2# 147.9 MUESTRAS PRE TRATADAS: 1# 118.6 2# 134.8	Cumple con los requerimientos
4.RESISTENCIA DE EXHALACIÓN	(GB 2626 - 2006 6.6, TAMAÑO DE CABEZA: MEDIANO)	≤250 (GB 2626-2006)	MUESTRAS NO TRATADAS: 1# 124.6 2# 125.9 MUESTRAS PRE TRATADAS: 1# 104.8 2# 119.2	Cumple con los requerimientos
5. FLAMABILIDAD	(GB 2626 - 2006 6.15)	TIEMPO DESPUÉS DEL FUEGO ≤250 (GB 2626-2006)	MUESTRAS NO TRATADAS: 1# 0.0 2# 0.0 TRATADO ACONDICIONADO 3# 0.0 4# 0.0	Cumple con los requerimientos
6. VENDA DE LA CABEZA	(GB 2626 - 2006 6.11)	*Cada banda para la cabeza, hebilla y otras partes de ajuste de la máscara no deben resbalar o romperse bajo 10n de tensión durante 10s (GB 2626-2006)	MUESTRAS NO TRATADAS: 1# 0.0 2# 0.0 TRATADO ACONDICIONADO 3# 0.0 4# 0.0	Cumple con los requerimientos



CHINA CHAMBER OF COMMERCE FOR IMPORT & EXPORT OF MEDICINES & HEALTH PRODUCTS

Fundada en mayo de 1989, la Cámara de Comercio de la República de China para la Importación y Exportación de Medicamentos y Productos de Salud (CCCMHPIE) es la asociación industrial nacional en la República de China dedicada a promover el comercio internacional y la inversión en el sector de la salud.

CCCMHPIE tiene una membresía diversa que incluye las principales instalaciones de RnD (Investigación y Desarrollo), fabricantes, empresas comerciales e instituciones de inversión en la República de China, que van desde productos farmacéuticos, dispositivos y equipos médicos, productos biofarmacéuticos, medicinas tradicionales chinas, nutracéuticos, cosméticos funcionales hasta alimentos para fines médicos especiales. Es una organización profesional de promoción del comercio y la inversión en el sector de la salud en la República de China, a la vez que sirve de puente entre las autoridades y las empresas, así como con socios chinos y extranjeros.

Guangdong Leiqi Cosmetics Co Ltd. en Perú

Guangdong Leiqi Cosmetics Co Ltd. es la compañía fabricante de los respiradores y mascarillas de marca CAFORU de las cuales **SIGNO VIAL** es el representante exclusivo en el Perú.

Guangdong Leiqi Cosmetics Co Ltd, cumple y excede los requisitos impuestos por el gobierno de la República de China para la fabricación y comercialización de productos de protección respiratoria. La empresa ha sido sometida a rigurosas pruebas, estándares de calidad y auditorías de su proceso productivo, luego de dichas pruebas, Guangdong Leiqi Cosmetics Co Ltd. fue nombrada dentro del WHITE LIST de la CCCM-HPIE.

¿Por qué es importante esta lista?

Esta lista asegura que el producto terminado y las materias primas utilizadas dentro del proceso de producción cumplen con todos los requerimientos de la norma, por lo que su comercialización es aprobada y certificada por el gobierno de China para exportación.

Link del White List:

<http://en.cccmhpie.org.cn/Web/Content.aspx?queryStr=w7x1X10x16x0X10x16o3w8w1u9v1u9v4u9v5z8w7x08q7x15x15o3w8w1vS9>

*Puesto #426