

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO

OTOSCOPIO CON LUZ MARCA OTALI

PRESENTACIÓN

El Otoposcopy con Luz de la marca Otali es una herramienta médica diseñada para la exploración visual del canal auditivo externo y la membrana timpánica. Es utilizado por profesionales de la salud, especialmente en especialidades como la otorrinolaringología, para el diagnóstico y evaluación de condiciones del oído.

COMPOSICIÓN

- Mango con fuente de luz.
- Cabezal con lente de aumento y luz incorporada.
- Espéculos auriculares intercambiables de diferentes tamaños.

MODO DE EMPLEO

- Insertar el espéculo auricular adecuado al tamaño del conducto auditivo.
- Encender la fuente de luz en el mango del otoscopio.
- Colocar suavemente el extremo del otoscopio en el conducto auditivo externo.
- Observar la estructura del oído a través del cabezal con lente de aumento.
- Realizar movimientos suaves para explorar diferentes

PRECAUCIONES

- Limpiar y desinfectar el otoscopio antes y después de cada uso.
- Utilizar espéculos auriculares estériles para cada paciente.
- Evitar aplicar presión excesiva en el oído durante la exploración.
- Inspeccionar visualmente el otoscopio para asegurar su correcto funcionamiento.



CARACTERÍSTICAS

- Fuente de luz LED brillante para una iluminación clara.
- Lente de aumento con aumento adecuado para la visualización detallada.
- Mango ergonómico para un fácil manejo.
- Espéculos auriculares desechables para higiene y prevención de infecciones.
- Construcción duradera y fácil de limpiar.