

MANIQUÍ MÉDICO DE CUERPO COMPLETO DRXRD PARA ENFERMERÍA CON MÓDULO DE HERIDAS, AMPUTACIÓN, BATA DE PACIENTE Y BOLSA DE ALMACENAMIENTO

FICHA TÉCNICA:

- Marca / Modelo: DRXRD / Modelo de cuerpo completo con módulos
- Material del cuerpo: PVC de grado médico y silicona flexible (en zonas específicas de simulación)
- Componentes incluidos:
- Maniquí anatómico completo
- Módulo de heridas simuladas (abrasiones, laceraciones, úlceras, entre otras)
- Módulo de amputación (miembro parcial amputado)
- Bata de paciente
- Bolsa de almacenamiento con asas
- Altura del maniquí: Aprox. 170 cm (tamaño adulto estándar)
- Peso estimado: 18–22 kg
- Articulaciones móviles: Cabeza, cuello, hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas y tobillos
- Color de piel: Tono beige humano
- Características especiales:
- Módulos intercambiables de heridas y amputación
- Superficies anatómicas realistas para evaluación y cuidado
- Posicionamiento múltiple
- Uso previsto: Simulación médica y entrenamiento en procedimientos de enfermería
- Nivel educativo recomendado: Programas de grado, técnicos, universitarios y formación profesional en salud

BENEFICIOS:

- Permite la simulación práctica de cuidados a pacientes con heridas complejas y amputaciones.



- Mejora la comprensión y la práctica en el tratamiento de lesiones crónicas y traumáticas.
- Favorece el desarrollo de habilidades clínicas como higiene, vendajes, posicionamiento y evaluación de heridas.

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Manipular con cuidado los módulos de heridas y amputación para evitar desgarros.
- Limpiar después de cada práctica con paño suave, agua y jabón neutro.
- Guardar el maniquí dentro de la bolsa de almacenamiento en posición horizontal.
- Evitar la exposición prolongada al sol o al calor extremo.
- Verificar el correcto ajuste de los módulos antes de cada sesión.
- Inspeccionar regularmente el estado de las articulaciones móviles.