



DISPENSETTE® S ORGANIC – DISPENSADOR ANALÓGICO PARA FRASCOS (1–10 ML / 2,5–25 ML)

El Dispensette® S Organic (SGO) de BRAND es un dispensador analógico de montaje superior para frascos, diseñado para la dosificación precisa y repetitiva de solventes y reactivos orgánicos. Incorpora válvulas y componentes optimizados para compatibilidad química con solventes orgánicos, minimizando la absorción y el hinchamiento de materiales.

Su sistema de ajuste volumétrico analógico permite una configuración rápida y exacta, con lectura clara del volumen seleccionado. Está concebido para laboratorios químicos, farmacéuticos, académicos e industriales que requieren exactitud, seguridad y eficiencia operativa en el manejo de líquidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca / Línea: BRAND – Dispensette® S Organic (SGO)
- Tipo: Dispensador analógico para parte superior de frascos
- Rangos de volumen incluidos en esta ficha:
 - 1 – 10 mL
 - 2,5 – 25 mL
- Sistema de ajuste: Analógico con escala graduada de alta visibilidad
- Montaje: Rosca directa a frascos estándar (adaptadores incluidos según modelo)
- Materiales en contacto con el líquido: Componentes resistentes a solventes orgánicos (p. ej., PTFE, FEP, vidrio borosilicato, según configuración)
- Válvula: Sistema de válvulas optimizado para reactivos orgánicos
- Calibración: Ajustado de fábrica; recalibrable
- Temperatura de referencia: 20 °C
- Operación: Manual, dosificación repetitiva por bombeo

BENEFICIOS

- Alta precisión y repetibilidad en dosificación de solventes orgánicos.
- Compatibilidad química mejorada frente a reactivos agresivos.
- Montaje directo sobre frasco, reduciendo trasvases y riesgos de contaminación.
- Ajuste volumétrico rápido y visible.
- Diseño ergonómico, reduce fatiga en uso continuo.

RECOMENDACIONES

- Verificar compatibilidad química antes de dispensar solventes altamente agresivos.
- Realizar purga inicial para eliminar burbujas de aire antes de dosificar.
- Limpiar y enjuagar con solvente compatible después de cada jornada de trabajo.
- No almacenar el equipo con reactivo en su interior por periodos prolongados.
- Realizar recalibración periódica según protocolos de control de calidad del laboratorio.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.