



TUBOS AL VACÍO TAPA AMARILLA CON GEL 5 ML – PACK X 100 UNIDADES

Tubo de extracción de sangre al vacío con tapón de color amarillo, diseñado para la recolección de muestras sanguíneas completas y la obtención de suero mediante centrifugación en laboratorios clínicos, hospitales y centros de diagnóstico. El tubo incluye un gel separador inerte y un activador de coagulación, que permiten una separación estable del suero y coágulo después del procesamiento. Estos tubos están esterilizados y son de un solo uso para garantizar seguridad y precisión en análisis bioquímicos, inmunológicos y serológicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Producto: Tubos al vacío para extracción de sangre con gel separador y activador de coagulación
- Presentación: Pack x 100 unidades
- Volumen de aspiración: 5 mL por tubo (volumen típico de llenado por vacío)
- Dimensiones: Ø 13 mm × 100 mm (diámetro × longitud)
- Tapón: Plástico de color amarillo con cierre hermético compatible con agujas de extracción al vacío
- Material del tubo: Plástico (generalmente PET – politereftalato de etileno)
- Aditivos internos:
- Gel separador inerte (permite crear una barrera física entre suero y coágulo)
- Activador de coagulación (propicia la formación de coágulo rápidamente)
- Estéril: Sí (esterilizado y empaquetado individual o por gradilla según fabricante)
- Uso: Recolección de muestras para análisis de suero sanguíneo

BENEFICIOS

- Obtención de suero de alta calidad: El gel separador facilita la extracción de suero sin contaminantes celulares.
- Procesamiento eficiente: La combinación de gel y activador reduce tiempos de centrifugación.
- Estériles y de un solo uso: Minimiza riesgo de contaminación cruzada entre muestras.
- Pack económico de 100 unidades: Ideal para laboratorios con alta demanda de pruebas rutinarias.

RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Mantener a temperatura controlada y alejado de luz directa y humedad, según especificaciones del fabricante.
- Mezclado: Después de la extracción, invertir suavemente el tubo varias veces para mezclar el activador con la muestra.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.