



TUBOS AL VACÍO TAPA VERDE – HEPARINA DE LITIO 4 ML / 13 × 75 MM – PACK X 100 UNIDADES

Tubo de extracción de sangre al vacío con tapón verde que contiene heparina de litio como anticoagulante. Está diseñado para la recolección y conservación de sangre entera para análisis clínicos que requieren muestras no coaguladas, tales como pruebas bioquímicas, determinaciones de electrolitos, gases en sangre y otras determinaciones químicas donde se necesita evitar la coagulación. Los tubos son esterilizados y listos para uso, con volumen de vacío ajustado para aspirar automáticamente el volumen correcto de muestra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Producto: Tubos al vacío con heparina de litio
- Tapón (código de color): Verde (indica presencia de heparina)
- Aditivo: Heparina de litio (anticoagulante)
- Volumen nominal: 4 mL
- Dimensiones: Ø13mm × 75mm (diámetro × longitud)
- Presentación: Pack x 100 unidades
- Material del tubo: Plástico transparente (generalmente PET o poliestireno de grado médico)
- Estéril: Sí (cada tubo está esterilizado y listo para uso único)
- Uso: Recolección de sangre entera anticoagulada para análisis clínicos que requieren evitar la formación de coágulos
- Compatibilidad: Diseñado para sistemas de extracción al vacío con agujas y portaagujas estándar
- Fabricación: Producto fabricado bajo controles de calidad para uso en laboratorios clínicos y centros médicos

BENEFICIOS

- Anticoagulación eficaz: La heparina de litio mantiene la sangre en estado líquido, ideal para pruebas que requieren análisis sin coágulo.
- Uso práctico: El sistema al vacío facilita la extracción consistente y reduce la necesidad de manipulación manual.
- Esterilidad pronta al uso: Disminuye riesgos de contaminación y errores de recolección.
- Código de color estándar: El tapón verde sigue la identificación internacional para tubos con heparina.

RECOMENDACIONES

- Almacenamiento: Mantener los tubos en su empaque original en un lugar seco y a temperatura ambiente, evitando luz directa y humedad excesiva.
- Mezclado suave: Después de la extracción, invertir suavemente el tubo varias veces (generalmente 8–10 inversiones) para mezclar la sangre con la heparina y asegurar anticoagulación homogénea.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.