



FÉRULAS PARA BRAZO COMPLETO – 32" (81 CM) – INMOVILIZACIÓN ORTOPÉDICA

Férula ortopédica de brazo completo de 32 pulgadas (\approx 81 cm) de largo, diseñada para la inmovilización temporal o definitiva de extremidades superiores en casos de fracturas, esguinces graves, luxaciones y contusiones. Fabricada con materiales rígidos y acolchados que brindan soporte estructural, distribución uniforme de cargas y confort al paciente. Puede usarse en servicios de urgencia, traumatología, rehabilitación o primeros auxilios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de producto: Férula para brazo completo (inmovilización ortopédica)
- Largo total: 32" (81 cm) desde hombro hasta muñeca
- Uso: Inmovilización de brazo/antebrazo, fracturas cerradas o contusas, soporte post-reducción
- Material estructural interno: Plástico ABS rígido / termoplástico moldeable
- Revestimiento exterior: Espuma de alta densidad con cubierta lavable de poliéster
- Sistema de sujeción: Correas ajustables con velcro de alta resistencia
- Acolchado: Espuma hipoalérgica de 10-15 mm de espesor
- Color: Generalmente negro, azul oscuro o gris (varía según proveedor)
- Rango de tallas: Única con ajuste universal (longitud 32" adecuada para adultos)
- Peso aproximado: 850-1,200 g (varía según materiales)
- Articulaciones soportadas: Hombro, codo y muñeca
- Perfil de inmovilización: Rígido con contención anatómica
- Nivel de inmovilización: Total (limitación máxima de movimiento)
- Certificaciones normativas: CE / ISO 13485 (según fabricante)
- Presentación: Unidad con manual de uso y limpieza

BENEFICIOS

- Soporte estructural rígido: Mantiene alineación adecuada en fracturas y lesiones graves.
- Ajuste seguro y personalizado: Correajes con velcro permiten ajuste anatómico individual.
- Confort del paciente: Acolchado hipoalérgico reduce irritación cutánea durante periodos largos.

RECOMENDACIONES

- Antes de colocar la férula, evaluar la extremidad y pulso distal del paciente.
- Ajustar las correas sin comprimir excesivamente para evitar lesiones por presión.
- Limpiar la superficie externa con paño húmedo y desinfectante suave.
- Retirar la férula periódicamente para revisar la circulación y la integridad de la piel, especialmente en uso prolongado.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.