



PUNTAS AZULES PARA MICROPIPETA 100–1000 µL (X 500 UNIDADES) – KYNTEL / CONSUMIBLES DE LABORATORIO

Las puntas azules para micropipeta 100–1000 µL son accesorios desechables fabricados en polipropileno de alta calidad, diseñados para la manipulación y transferencia de líquidos en rangos volumétricos entre 100 µL y 1000 µL. Se utilizan como consumibles en laboratorios de microbiología, biología molecular, química analítica, control de calidad e investigación, adaptándose a la mayoría de micropipetas de volumen ajustable estándar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Nombre comercial: Puntas Azules para Micropipeta 100–1000 µL
- Marca / Línea: KYNTEL / Material para laboratorio (según proveedor)
- Material: Polipropileno (PP) moldeado por inyección, libre de cadmio y agentes contaminantes comunes en laboratorio.
- Volumen compatible: 100 µL a 1000 µL
- Color: Azul (código de color para volumen 100–1000 µL)
- Presentación: Bolsa o paquete con 500 unidades
- Diseño: Punta cónica estándar para acoplamiento universal con micropipetas de sobremesa y manuales.
- Compatibilidad: Ajuste compatible con la gran mayoría de micropipetas de volumen variable dentro del rango 100–1000 µL; puede requerir adaptación específica según el modelo de pipeta.
- Esterilidad: No necesariamente estériles (generalmente no esterilizadas de fábrica; para aplicaciones sensibles se recomienda uso de puntas certificadas DNase/RNase-free si se requiere).

BENEFICIOS

- Precisión y reproducibilidad: Facilitan la aspiración y dispensación precisa de líquidos en protocolos volumétricos estándar de laboratorio.
- Compatibilidad amplia: Ajuste adaptable a pipetas de marcas diversas dentro del rango de volumen 100–1000 µL.
- Color identificado por rango: Color azul que facilita la identificación del rango de volumen en racks o bandejas de consumibles.

RECOMENDACIONES

- Verificar compatibilidad: Corroborar que la micropipeta a utilizar se encuentre dentro del rango de 100–1000 µL para asegurar ajuste correcto y evitar fugas de volumen.
- Uso único: Desechar cada punta tras su uso para prevenir contaminación cruzada en análisis críticos.
- Manipulación cuidadosa: Manipular con guantes limpios para evitar contaminantes sobre la punta.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.