

PORTA SUERO DE PARED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Porta suero de pared

Uso: Diseñado para colgar y sostener bolsas o frascos de soluciones intravenosas para administración de líquidos

Instalación: Se fija a la pared mediante tornillos o sistemas de montaje adecuados

Material: Generalmente está fabricado en acero inoxidable o plástico resistente y duradero

Capacidad: Puede tener capacidad para sostener una o varias bolsas o frascos de soluciones intravenosas simultáneamente

Ajuste de altura: Algunos modelos pueden contar con un mecanismo de ajuste de altura para adaptarse a diferentes necesidades de los pacientes

Gancho o soporte: Equipado con ganchos o soportes para sujetar de forma segura las bolsas o frascos de soluciones intravenosas

Estabilidad: Diseñado para proporcionar estabilidad y resistencia a los movimientos o golpes accidentales

Uso en hospitales y clínicas: Ampliamente utilizado en entornos médicos para facilitar la administración de líquidos a los pacientes

Aplicaciones adicionales: Puede utilizarse también en el hogar, en instalaciones de cuidados a largo plazo o en entornos de rehabilitación

Cuidado y mantenimiento: Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante para el cuidado, limpieza y mantenimiento adecuados del porta suero de pared

Trabajos de construcción: Puede utilizarse en trabajos de construcción que involucren soldadura, como la unión de estructuras metálicas, para garantizar la seguridad y protección del soldador.

Reparaciones y mantenimiento: Es útil en actividades de reparación y mantenimiento que implican soldadura, ya sea en equipos industriales, vehículos u otros elementos que requieran soldadura.

