

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

TAPA BANDEJA PORTA TESTIGO HQ

DESCRIPCIÓN:

La Tapa Bandeja Porta Testigo HQ es un componente diseñado para cubrir y proteger la bandeja de almacenamiento de testigos de perforación con diámetro HQ (63.5 mm). Fabricada en material resistente, esta tapa asegura la integridad y seguridad de las muestras durante el almacenamiento y transporte.

COMPONENTES:

Material: Generalmente fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE) o acrílico resistente.

Sistema de Cierre: Equipado con cierres a presión, bisagras, o mecanismos de sellado para asegurar un ajuste firme.

Diseño: Ajuste específico para bandejas de testigos HQ, con bordes diseñados para encajar perfectamente.

MODO DE USO:

Colocación: Colocar la tapa sobre la bandeja de testigos HQ, asegurándose de que se ajuste correctamente.

Sellado: Asegurar los cierres o mecanismos de sellado para proteger las muestras de contaminantes y daños.

Retiro: Levantar la tapa con cuidado para acceder a los testigos de perforación.

PRECAUCIONES:

Ajuste Correcto: Asegurarse de que la tapa esté bien colocada y sellada para evitar la entrada de contaminantes.

Limpieza: Limpiar regularmente para mantener la higiene y visibilidad del contenido.

Manipulación Cuidadosa: Evitar golpes o caídas que puedan dañar la tapa o la bandeja.



CARACTERÍSTICAS:

Compatibilidad: Diseñada para bandejas de testigos HQ (63.5 mm de diámetro).

Resistencia: Ofrece protección contra impactos, polvo, y humedad.

Transparente: Algunas versiones pueden ser transparentes para permitir la visualización del contenido sin abrir.

L