



SOLUCIÓN SALINA ISOTÓNICA 0.9% LAVAOJOS

La solución salina isotónica 0.9% para lavaojos es un líquido estéril diseñado para el enjuague ocular de emergencia en casos de exposición a sustancias irritantes o contaminantes. Su composición balanceada de cloruro de sodio disuelto en agua purificada simula la osmolaridad de los fluidos naturales del ojo, permitiendo una limpieza efectiva y segura sin causar irritación adicional.

Beneficios:

- Protección inmediata: Ayuda a minimizar el daño ocular en casos de exposición a químicos o partículas
- Uso universal: Adecuado para industrias, laboratorios, hospitales y ambientes de trabajo con riesgo de exposición ocular
- Evita la deshidratación ocular: Su concentración isotónica impide la irritación adicional
- Diseño portátil y práctico: Fácil de almacenar e integrar en estaciones de primeros auxilios

- Presentación: Botella de 1 litro con aplicador para lavaojos
- Composición:
 - Cloruro de sodio (NaCl) al 0.9%
 - Agua purificada USP
 - pH: Neutro (aproximadamente 7.0)
- Esterilización: Mediante proceso de filtración y autoclave
- Modo de aplicación: Uso directo en estaciones de lavaojos o aplicación manual

Recomendaciones de uso

- Mantener en un lugar fresco y seco, protegido de la luz directa
- No reutilizar el producto una vez abierto
- Usar exclusivamente para lavado ocular, no ingerir
- En caso de contacto con sustancias agresivas, enjuagar abundantemente y buscar atención médica

• IMAGEN REFERENCIAL

