

## TERMOMETRO DIGITAL

El termómetro digital clínico es un dispositivo electrónico de medición de temperatura corporal, diseñado para uso oral, axilar o rectal. Proporciona una lectura rápida, precisa y segura sin el uso de mercurio. Ideal para entornos médicos, escolares, empresariales y uso doméstico, este equipo es una herramienta esencial para el control de fiebre y monitoreo de salud.

### FICHA TÉCNICA:

- Tipo: Termómetro digital clínico
- Rango de medición: 32.0 °C a 42.9 °C (89.6 °F a 109.2 °F)
- Precisión:  $\pm 0.1$  °C /  $\pm 0.2$  °F
- Tiempo de medición: 10 a 60 segundos (según zona de uso)
- Unidades de lectura: °C / °F (conversión manual o automática)
- Pantalla: LCD digital de fácil lectura
- Alerta sonora: Sí, al finalizar la medición
- Función de memoria: Muestra la última medición registrada
- Apagado automático: Sí, después de 5 a 10 minutos de inactividad
- Fuente de alimentación: 1 batería tipo botón (LR41 o similar)
- Vida útil de la batería: Aprox. 200 horas de uso continuo
- Material: Plástico ABS (antialérgico, libre de látex)
- Dimensiones: 12,5 cm largo × 2 cm ancho × 1,2 cm alto
- Peso: ~12 a 15 gramos

### BENEFICIOS:

- Medición rápida y precisa, ideal para diagnóstico y control de fiebre.
- Libre de mercurio, seguro para toda la familia.
- Fácil de usar con botón único de encendido y lectura clara.



- Diseño compacto, ideal para botiquines, mochilas y kits de emergencia.
- Reutilizable, con punta resistente al agua para facilitar limpieza.

### RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Limpiar la punta con alcohol antes y después de cada uso.
- No sumergir completamente en agua.
- Guardar en estuche protector en lugar seco y ventilado.
- Cambiar batería si el visor muestra señal de baja energía.
- No exponer a calor excesivo ni impactos.
- Leer el manual antes de usar por primera vez.