

## SILLA DE RUEDAS DE 24"

La silla de ruedas de 24" es un equipo médico esencial diseñado para brindar movilidad segura y cómoda a personas con dificultades motrices, ya sea por recuperación, discapacidad o edad avanzada. Con ruedas traseras grandes de 24 pulgadas, está pensada para que el usuario pueda autopropulsarse sin necesidad de asistencia constante, manteniendo su independencia. Su estructura plegable facilita el transporte y almacenamiento, siendo ideal tanto para uso doméstico como institucional.

### FICHA TÉCNICA:

- Tipo: Silla de ruedas estándar autopropulsable
- Estructura: Tubo de acero esmaltado, plegable
- Ruedas traseras: 24" neumáticas o macizas con aros metálicos
- Ruedas delanteras: 8" macizas, giratorias
- Sistema de freno: Manual (frenos en cada rueda trasera)
- Apoyabrazos: Fijos o abatibles, acolchados
- Apoyapiés: Rebatibles y desmontables, con cinta de talón
- Tapiz: Asiento y respaldo en lona vinílica reforzada o nylon
- Altura del asiento al piso: 50 cm (promedio)
- Capacidad de carga: Hasta 100 kg
- Peso del equipo: Entre 17 y 20 kg

### BENEFICIOS:

- Ruedas grandes que permiten la propulsión independiente del usuario.
- Diseño plegable para facilitar el transporte en vehículos y almacenamiento.
- Materiales resistentes y duraderos, adecuados para uso continuo.



- Fácil maniobrabilidad en interiores y exteriores.
- Apoyapiés desmontables que facilitan la transferencia del usuario.
- Frenos seguros y de fácil accionamiento.

### RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Verificar el correcto funcionamiento de los frenos antes de cada uso.
- Revisar regularmente la presión de las llantas (si son neumáticas).
- Lubricar periódicamente los rodamientos y ejes.
- Mantener el tapiz limpio y seco para evitar desgaste prematuro.
- Evitar sobrepasar la capacidad de carga recomendada.
- Almacenar en lugar seco y protegido de la humedad.