

FICHA TÉCNICA



Compresas de gel terapéuticas / frío, calor / 17 cm x 29 cm

Compresas de gel para uso frío o caliente, se Amoldan a cualquier zona del cuerpo. Se puede utilizar frías, manteniéndolas en la refrigeradora para el procesos inflamatorios, dolores agudo, moretones, ojos inflamados, esguinces, etc. Se puede utilizar Calientes, colocándose en el microondas por 1 minuto, se envuelven en una toalla y coloca en la zona de dolor, en contracturas musculares, artrosis, artritis, dolor premenstrual, etc

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- País de origen: China
- Modelo: GELFIT
- Características de salud: Sin PVC
- Dimensiones: 17 x 29 CM
- Categoría: Artículo
- Longitud: 17 cm

BENEFICIOS

- Versátil para uso frío y caliente según necesidad terapéutica
- Se adapta a cualquier zona del cuerpo gracias a su flexibilidad
- Libre de PVC, material seguro para contacto directo con piel
- Reduce inflamación y alivia dolor agudo en lesiones deportivas
- Alivia tensión muscular y molestias articulares crónicas

RECOMENDACIONES

- Refrigerar antes de usar para tratar inflamación, esguinces o moretones
- Calienta en microondas por 1 minuto y envuelve en toalla antes de aplicar
- Verifica la temperatura antes de colocar directamente sobre la piel
- Limpia la compresa después de cada uso para mantener su durabilidad

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación