

FICHA TÉCNICA



Jeringa para Lavado de Oído de Acero Inoxidable 100 ML

Jeringa para lavado de oído fabricada en acero inoxidable, diseñada para procedimientos de irrigación auricular y limpieza del conducto auditivo externo con control preciso de presión y flujo. Su construcción resistente y compatible con esterilización permite realizar procedimientos seguros y repetitivos en entornos clínicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alto: 20
- Ancho: 4
- Modelo: 100 ml
- Presentación: Bolsa
- Contenido: 1 Jeringa para lavado de oído de 100 mL. 1 Punta cónica. 1 Punta ovalada.
- Tipo: Jeringa para lavado de oído
- Capacidad: 100 mL
- Material: Acero inoxidable
- Uso: Irrigación auricular
- Sistema: Manual a presión
- Longitud aproximada: 20 cm
- Diámetro aproximado: 4 cm
- Acabado: Metálico pulido
- Condición: Reutilizable
- Puntas incluidas: Punta cónica, Punta ovalada
- Marca: GENÉRICO
- Volumen: 100 ML

BENEFICIOS

- Permite una irrigación auricular eficiente.
- Facilita la limpieza del conducto auditivo.
- Reduce salpicaduras durante el procedimiento.
- Mayor durabilidad gracias a su estructura metálica.
- Compatible con protocolos de esterilización.

RECOMENDACIONES

- Esteriliza la jeringa y accesorios antes del uso.
- Purga el aire antes de iniciar la irrigación.
- Llena la jeringa con agua tibia a temperatura corporal.
- Limpia y desinfecta después de cada uso.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación